







### SuperOrtho

Rehan Health Care компани нь гэмтлийн дараах эмнэлэгийн бүтээгдэхүүн, тамирчдын булчин, үе мөчний хамгаалах хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Бид тасралтгүй инноваци, чанарын бодлого, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, бүтээгдэхүүний төрөлжилтийг анхааран ажилласаар ирсэн.







Түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл бүх шатанд чанарын шалгалт хийгдэж, загвар, технологийн шинэчлэл хийгдэг учир манай бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн таашаалд байнга нийцэж үйлдвэрлэл улам бүр өргөжин тэлж байна. Манай бүтээгдэхүүний загвар, хэрэглээ, ажиллагаа нь CE & FDA-ээр баталгаажиж, ISO 9001/ ISO 13485 стандартуудыг хангасан.

**SuperOrtho**  
IDEAL FOR THE MOTION

## ГЭМТЛИЙН ДАРААХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

<p>Нурууны бүс уян тулгууртай A5-007</p>	<p>Бүсэлхий нурууны хөдөлгөөнийг бага зэрэг хязгаарлах, нурууны зөв байрлалыг хадгалах</p>	<p>Нурууны өвдөлт намдаана Агаар нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн 6 уян тулгууртай</p>	
<p>Нурууны бүс хатуу тулгууртай A5-008</p>		<p>4 метал чиг нь тулгуурын болон хөдөлгөөн хязгаарлана</p>	
<p>Нурууны бүс хатуу тулгууртай B5-011</p>	<p>Бүсэлхий нурууны хөдөлгөөнийг хязгаарлах, хэвийн байршлыг хадгалах, өвчин намдааж, эдгэрэлтийг түргэсгэх, ачааллыг багасгаж, хазайлтыг засах давуу талтай</p>	<p>Агаар сайн нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн, Гадна талын нэмэлт татлага нь биед эвтэйхэн байх, чанга барихад зориулагдсан 4 метал чиг нь тулгуурын үүрэгтэй</p>	
<p>Нурууны бүс хатуу тулгууртай B5-028</p>		<p>Бүсний дотор талын зөөлөн материалтай гадаргуу нь биед маш эвтэйхэн болгодог Бусад бүснээс харьцангуй өргөн загвар нь бүсэлхий нуруунаас доошхи үений хөдөлгөөнд ч дэмжлэг болдог 4 метал чиг нь тулгуурын үүрэгтэй</p>	
<p>Нурууны бүс хос тулгууртай A5-004</p>		<p>Хүнд зүйл өргөх, жолоо барих, удаан зогсох үеийн нурууны өвдөлт, гэмтлээс сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ Агаар сайн нэвтрүүлдэг материалаар хийгдсэн 2 уян, 2 хатуу тулгууртай</p>	
<p>Нурууны бүс хос тулгууртай A5-005</p>	<p>Уян болон хатуу чигийг 1 бүс хамтад нь агуулснаар бүсэлхий нурууны үений хөдөлгөөнийг хязгаарлах, тулгуурын дэмжлэг болох давуу талтай</p>	<p>Нурууны өвдөлтөөс сэргийлэх, хөдөлгөөнийг зохистой байрлалд хязгаарлах зориулалтаар хэрэглэхэд тохиромжтой Бүсний урд болон ард чигтэй гэдгээрээ онцлог Урд 2 уян, ард 4 хатуу тулгууртай</p>	
<p>Нурууны бүс хос тулгууртай B5-019</p>		<p>Биеийн галбирт сайн сууж өгөхөөр хийгдсэн нуман чигтэй Агаар сайн нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн 4 хатуу тулгууртай</p>	








<p>Нурууны бүс соронзтой А5-069</p>	<p>Соронзтой бүс нь бүсэлхий нурууны хэсэгт цусны эргэлтийг сайжруулах, дулааныг хадгалах давуу талтай</p>	<p>Биед эвтэйхэн, агаар сайн нэвтрүүлдэг материалтай 25 ширхэг соронзтой</p>	
<p>Нурууны бүс соронзтой А5-075</p>		<p>Биед эвтэйхэн, агаар сайн нэвтрүүлдэг материалтай 16 ширхэг соронзтойгоос урд талд 6, ар талд 10 нь байршсан</p>	
<p>Гэдэсний уян даруулга В5-017</p>	<p>Төрсний дараа, мэс заслын дараа, нурууны хазайлт засахад хэрэглэнэ</p>	<p>Савны агшилтат тустай Цусны эргэлтийг сайжруулна Агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг*</p>	
<p>Жирэмсний бүс А5-009</p>	<p>Жирэмсний үеийн нурууны өвдөлтийг багасгана</p>	<p>Нуруу болон хэвлийд дэмжлэг өгнө Агаар нэвтрүүлдэг материалаар хийгдсэн Өмсөж тайлахад хялбар Өмсөж явахад эвтэйхэн</p>	
<p>Эвэрхийний бүс 05-004</p>	<p>Цавьны эвэрхийний үеийн зовиурыг багасгана</p>	<p>Эвэрхийнд даралт сайн үзүүлэх 2 зөөлөвчтэй, 1 зөөвөлчийг нь дангаар хэрэглэх ч боломжтой. Хувцасан дотуур өмсөхөд, арьсанд элдэв гаж үйлчлэлгүй, агаар сайн дамжуулахаар хийгдсэн.</p>	
<p>Хавирганы бүс эм В2-005</p>	<p>Хавирга хугарах, булчин, шөрмөсний гэмтэл болон мэс заслын дараа цээж, хавирганы эмчилгээнд зүүнэ</p>	<p>Эмэгтэй</p>	
<p>Хавирганы бүс эр В2-004</p>		<p>Эрэгтэй</p>	

Бөгтөр засагч B2-002	Нурууны зөв байрлалыг хадгалах, тэгшлэх	Биед эвтэйхэн, агаар сайн нэвтрүүлдэг материалтай Хатуу чиггүй	
Бөгтөр засагч хатуу тулгуурт B2-001		Нурууг тэгшлэж, хазайлтыг засч бөгтөр засна Агаар сайн нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн Багана нуруу дагасан 2 хатуу чигтэй	
Гарын сойлт O4-004	Гар болон мөрийг зөв байрлалд байлгах зориулалттай	Чийг сайн нэвтрүүлдэг цэвэр даавуу материалтай, мөрийг даралтаас сэргийлсэн зөөлөвчтэй	
Гарын чиг O4-021		Хөдөлгөөнийг хязгаарлах, дэмжлэг болох нэмэлт зөөлөвчүүдтэй Чийг сайн нэвтрүүлдэг цэвэр даавуу материалтай, мөрийг даралтаас сэргийлсэн зөөлөвчтэй	
Мөрний бэхэлгээ /хар/ D2-001	Мөр болон эгэмний оролцоотой идэвхитэй ажил, спортын хөдөлгөөний үед үүсч болзошгүй гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай	Үений тогтвортой байдлыг хангаж, даралт үзүүлдэг Хэсэг газарт дулааныг хадгалж, цусан хангамжийг сайжруулна Баруун, зүүн талд хоёуланд нь хэрэглэх боломжтой Гэмтлийн үеийн өвдөлт намдааж, хаван бууруулна Эдгэрэх, нөхөн сэргээх хугацааг богиносгоно	
Эгэмний бэхэлгээ O2-001		Өндөр нягтралтай зөөлөн эдээр хийгдсэн сунамтгай хэсэг нь эгэмний хугарлын дараа татах үүрэгтэй. Биед тухтай материалаар хийгдсэн тул холгохгүй, хэрэглэхэд төвөггүй давуу талтай.	

<p>Өвдөгний бэхэлгээ D7-008</p>	<p>Өвдөгний үеийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах спирал, хөнгөн цагаан хатуу чигүүдтэй Үеийн хөдөлгөөнийг тогтворжуулах, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой Сул болон бэртэлтэй өвдөгний хөдөлгөөнийг тогтворжуулах эсвэл өвдгөнд ирэх хэт ачааллыг бууруулдаг.</p>	<p>Airprene материал нь дулааны эмчилгээний зориулалттай. Неопрен оосор нь шөрмөс болон тойгонд нэмэлт хамгаалалтын үүрэгтэй. Хажуугийн спираль чиг нь хөдөлгөөнийг хязгаарлана. Неопрен (Airprene) нь агаар солилцоогоор хангаж, дотор даавуу нь хөлс, чийгийг шингээж арьсыг хуурай байлгадаг. Энэ нь өвдөгний шөрмөс, өвдөгний эмгэгийн эмчилгээнд эсвэл урьдчилан сэргийлэхэд хамгийн тохиромжтой.</p>	
<p>Өвдөгний бэхэлгээ D7-010</p>		<p>Өвдөгний үеийн тэнцвэрт байдлын алдагдал, үе холбоосны гэмтлийн үед хэрэглэнэ. Нугалах болон тэнийлгэх хөдөлгөөнийг 0-90 градусын өнцгөөр тохируулах хэсэгтэй. Өмсөхөд эвтэйхэн, даралт үзүүлж өвтгөхгүй.</p>	
<p>Өвдөгний бэхэлгээ нугастай C7-002</p>		<p>Үеийн гэмтлийн дараа тогтвортой байдлыг хадгалах зориулалттай хөнгөн цагаан тулгууруудтай. Үеийн хөдөлгөөн нугалах, тэнийлгэхэд хязгаарлагдахгүй Өмсөхөд хялбар</p>	
<p>Өвдөгний чиг зангуутай 06-001</p>		<p>Хөлийн хугарал болон мэс заслын дараа хөдөлгөөн хязгаарлах чиг болгон хэрэглэнэ. Өвдөгний үеийг 200-д байрлуулна. Хөнгөн цагаан тулгуур чиг нь хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлана. Биед эвтэйхэн зөөлөн материалтай.</p>	
<p>Өвдөгний чиг 07-001, 07-002</p>		<p>Үеийн гэмтэл, мэс заслын дараа тогтвортой байдлыг хадгалах зориулалттай. Нугалах болон тэнийлгэх хөдөлгөөнийг 0-90 градусын өнцгөөр тохируулах хэсэгтэй. Тулгуурыг 41.5-72.5 см хүртэл сунгах боломжтой. Өмсөхөд эвтэйхэн, даралт үзүүлж өвтгөхгүй.</p>	

Өвдөгний бэхэлгээ В7-001	Тойгны гэмтлийн үед тойгийг дэмжих зорилгоор хэрэглэнэ.	Тойгны шөрмөс гэмтэх мөн үрэвслийн үед хэрэглэнэ. Тойгны шөрмөсийг доороос нь дэмжиж өгөх үйлдэлтэй.	
Өвдөгний хамгаалалт С7-034		Тойгны доод шөрмөсийг хамгаалж, тойгны үрэвслээс сэргийлнэ. Неопрентай нейлон материалтай өвдгийг бэхэлгээ нь тойгийг дэмжиж шахах өгдөг.	
Гуя болон шилбэний чиг 06-008	Гуя болон шилбэний ясны хугарлын үед чиг болгон ашиглана.	Гуя болон шилбэний хугарал, тэдгээрийн мэс заслын дараа хөдөлгөөн хязгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ. Хөнгөн цагаан босоо чигүүд нь тогтвортой байдлыг бүрэн хангана. Өмсөхөд хялбар	
Хөлийн бэхэлгээ 09-006L, 09-006R	Ахиллын шөрмөсний гэмтлийн үед шагайн хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор ашиглана.	Полипролеин материалтай Шагайн үеийг тогтворжуулж өгнө. Өмсөхөд хялбар, гутлан дотор өмсөх боломжтой.	
Шагайн бэхэлгээ 09-013	Шагайн үений ясны болон зөөлөн эдийн гэмтлийн үед хөдөлгөөнийг хязгаарлах, эдгэрэлтийг хурдасгах зорилгоор ашиглана	Шагайн хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Шагай зөөлөн эдийн гэмтэл, түүний нөхөн сэргэх үе шатанд өмсөхөд тохиромжтой. Шагайн өвдөлт намдаах, хавагнахаас сэргийлнэ. Бэхэлгээ нь шагайг тохирох хэмжээгээр чангалж өгдөг.	
шагайн бэхэлгээ D9-005		Гэмтсэн шагайг нөхөн сэргэлтийн үе, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхээр ашиглахад тохиромжтой. Шагайн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, тогтвортой байдлыг хангана.	
Шагайн бэхэлгээ хөл чигтэй 09-001		Шагайн үений гэмтэл болон булгарлын үед хөдөлгөөнийг хязгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ. Үдээсний тусламжтайгаар зохистой байрлалд хөдөлгөөнгүй байрлуулна. Шагайн үений хэлбэртэй металл чиг нь үеийг дээд хэмжээгээр тогтвортой байлгадаг юм. Хаванг багасгана.	
Шагайн хамгаалалт В9-002		Шагайн хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Шагай зөөлөн эдийн гэмтэл, түүний нөхөн сэргэх үе шатанд өмсөхөд тохиромжтой. Шагайн өвдөлт намдаах, хавагнахаас сэргийлнэ.	

Бугалганы чиг С4-018		Хэсэг газарт дулааныг нэмж өгснөөр цусны эргэлт сайжирна. Хөнгөн цагаан чиг нь эрхий хурууны хөдөлгөөнийг хязгаарлана. Биед эвтэйхэн материалаар хийгдсэн тул хэрэглэгчид тухтай.	
Бугуйн чиг 04-002 /зүүн гар/		Гэмтсэн бугуйн хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Хөнгөн цагаан чигүүд хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Breathable материал нь өмсөхөд тухтай байдаг. Хөөсний зөөлөвч зөөлөн зөөлөвчийг хангадаг	
Бугуйн чиг 04-049		Бугуйн үе, алга, хурууны гэмтлийн дараа хөдөлгөөн хязгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ. Хөнгөн цагаан чиг нь бугуйн байрлалыг хөдөлгөөнгүй хадгална. Агаар дамжуулах чадвартай материал нь өмсөхөд үнэхээр тохиромжтой хөвөн зөөлөн учир хэрэглэхэд тааламжтай. Баруун, зүүн аль ч гарт тохиромжтой.	
Бугуйн чиг В4-004L, В4-004R		Бугуйн үений гэмтлийн дараа хөдөлгөөн хязгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ. Хөнгөн цагаан болон пластик чигүүд нь бугуйн байрлалыг хөдөлгөөнгүй хадгална. Зүүн болон баруун гарны сонголттой.	
Гарын чиг 04-013	Шууны ясны болон зөөлөн эдийн гэмтлийн үед хөдөлгөөнийг хязгаарлах, эдгэрэлтийг хурдасгах зорилгоор ашиглана	Мэс засалын дараа, ясны хугарлын үед гарыг хөдөлгөөн хязгаарлах зориулалттай. Хөнгөн цагаан чигүүд нь тогтвортой, хөдөлгөөнгүй байдлыг хангана. Энгийн бөгөөд хэрэглэхэд хялбар	
Тохойн чиг 03-003	Тохойн үений хөдөлгөөнийг хязгаарлах, нөхөн сэргээх хөдөлгөөнийг зохицуулахад хэрэглэнэ.	Мэс заслын дараа, гарын шохойг авсны дараа эсвэл гар, тохойн хөдөлгөөнийг хязгаарлах зориулалттай. Тодорхой градусын өнцгөөр тохируулна. Хоёр талт Pull-Lock ROM нугас нь өнцгийг хурдан, хялбар түгжих боломжтой. Хөдөлгөөний хүрээ нь 0-120 градусын хооронд байна.	

<p>Хуруу чиг 00-013</p>	<p>Хөлийн хурууны буруу байрлалыг засах, холголтоос сэргийлэхэд ашиглана. Хайрцагтаа 1 хос байдаг.</p>	<p>Хөлийн өлмийн ясыг хамгаалах, өвдөлтийн намдаах үйлчилгээтэй. Цохилтыг шингээж, даралтын хэмжээг бууруулна. Эмчилгээний силиконоор хийсэн. Хөлийн өлмийн ясыг хамгаалах, очих даралтыг багасгах, цочрохоос сэргийлдэг. Урдаа байх бөгжөөр хуруунаас бэхэлж хөдөлгөөнгүй барьдаг. Алхах, гүйх үеийн цохилтыг өөртөө шингээдэг.</p>	
<p>Эрхий хурааны бэхэлгээ 00-011</p>	<p>Арьсанд харшил өгөхгүй, үнэргүй, угаахад хялбар.</p>	<p>Хөлийн эрхий хурууны үений ясыг даралт, үрэлтээс хамгаалах зориулалттай. Хөлийн хуруунд очих даралтыг жигд хуваарилдаг. Эмчилгээний зориулалтын силиконоор хийдэг.</p>	
<p>Өсгийний зөөвөлч 00-015</p>		<p>Хөлийн өсгийнд үзүүлэх цохилтыг шингээх зориулалттай. Ногоон өнгийн хэсэгтээ илүү зөөлөн учир нэмэлт зөөвөлч болдог.</p>	
<p>Хурууны чиг 2 талт 00-008</p>	<p>Хурууны хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, эдгэрэлтийг хурдасгана.</p>	<p>Давтацтай металл эдээр хийгдсэн. Холголтоос сэргийлсэн зөөвөлчтэй Хурууний хэлбэрийн дагуу нугарна. Хурууны дунд болон төгсгөлийн үений хугарлын үед хэрэглэнэ.</p>	
<p>Хүзүүний зөөлөн бэхэлгээ /хүүхдийн/ A1-002</p>	<p>Хүзүүний үений хөдөлгөөнийг хязгаарлах, гэмтлийн нөхөн сэргэлтийн хугацааг богиносгох</p>	<p>Өндөр нягтралтай хөөсөн материалаар хийгдсэн хүзүүний гэмтлийн үеийн уг чиг нь үений хөдөлгөөнийг тогтвортой байрлалд хадгалах зориулалттай. Арьсны өнгөтэй төстэй өнгийн материал нь хэрэглэхэд санаа зовох асуудлыг багасгана.</p>	
<p>Хүзүүний чиг 01-001</p>		<p>Хүзүүний чигний урд хэсэгт трахейстомын гуурс тавих боломжтой нүхтэй, Хөнгөн</p>	
<p>Гипстэй боолт</p>		<p>Өргөн 15 Урт 2.7 Өргөн 20 Урт 2.7 Хатуурах хугацаа: 3-5 минут Чанарын үзүүлэлт: CE</p>	
<p>Гипсний жийргэвч</p>		<p>Өргөн 15 Урт 2.7 Өргөн 20 Урт 2.7 Дулааныг хадгалах Холголтоос сэргийлэх</p>	